

2022 TSENG HSIANG MAGIC WORLD



LIFE SCIENCE
TECHNOLOGIES

岑祥生醫年會專刊

活動期間

03/01~04/23 止



岑祥 實驗室永遠的好朋友

www.thco.com.tw




開啟基因研發專為cfDNA及miRNA設計的手動萃取試劑，以柱膜管的方法搭配放大樣本體積，以非常有效率的核酸萃取方法，分離出來的微量游離核酸可直接應用於下游的實驗，不需再執行額外的純化步驟。

Circulating cell-free DNA(cfDNA)			
貨號	名稱	包裝	特價
MC10100-1000	CatchGene Catch-cfDNA Serum/Plasma1000 Kit, for 1mL sample	100	24,500
MC10100-2000	CatchGene Catch-cfDNA Serum/Plasma 2000 Kit, for 2 mL sample	100	41,000
MC10100-4000	CatchGene Catch-cfDNA Serum/Plasma 4000 Kit, for 4 mL sample	100	58,000
MC11030	CatchGene Catch-cfDNA Urine Kit	30	20,700

Circulating cell-free RNA(cfRNA)			
貨號	名稱	包裝	特價
MC20050	CatchGene Catch-miRNA Serum/Plasma Kit - To purify miRNA from 250 µL serum or plasma sample	50	9,600
MC21030	CatchGene Circulating cfRNA 1000 Kit - To purify cfRNA from 1000 µL serum or plasma sample	30	13,800
MR22050	CatchGene Tissue miRNA Kit -To purify miRNA and small RNA from different kind of animal tissues	50	11,600
MR23050	CatchGene FFPE Tissue miRNA Kit -To purify miRNA and small RNA from Formalin-fixed, paraffin-embedded sample.	50	13,000
MR13250	CatchGene Cell/Exosome miRNA Kit -To purify miRNA and small RNA from cell or exosome sample.	250	45,900

⊛ : 配有LV Module 適合大體積樣品
另有針對各種樣品之DNA、RNA萃取試劑可供選擇



CatchGene開發特殊設計之LV Module讓您一次即可以從大體積的Sample中純化出所需的核酸。

游離核酸 (Circulating cell-free nucleic acids)

游離核酸(Circulating cell free DNA) 為出現在血液中且非位於細胞內的核酸，近年來，除了以游離核酸偵測特定基因突變或修飾異常作為癌症風險指標外，有許多科學家嘗試將這項工用具應用在更廣泛的領域，自體免疫疾病(如紅斑性狼瘡)、急性中風、感染等；其中游離核酸的大量增加是目前被認為少數有效預測急性中風的方法。



EzDrop 1000 超微量分光光度計

藍光生技推出的EzDrop1000具備全波長範圍190-1000nm 檢測功能應用廣泛且三秒完成測量，樣品載台表面採奈米級疏水塗層設計減少樣品之間的交叉汙染，確保高精確量測結果。




#BRED-1000

Optics Information	
Minimum Sample Size	1 µL
Path Length	0.5/0.05 mm
Wavelength Range	190 – 1,000 nm
Wavelength Accuracy	1.0 nm
Bandwidth	1.3 nm
Absorbance Precision	0.03 A (1 cm equivalent)
Detection range	dsDNA : 2 – 20,000 ng/µL BSA : 0.06 – 600 mg/mL
Measurement Time	< 3 sec
Sample Surface Material	Quartz window (with hydrophobic treatment)

核酸 定量



PerkinElmer Chemagen利用專利M-PVA磁珠技術以實現萃取出高品質的核酸，並提供游離核酸手動專用萃取套組，能自1-4 mL血液中有有效分離血液中游離核酸，產物不需純化可立即進行PCR。Chemagen萃取套組不再讓回收率、核酸量、產量、純度和降解力成為您在進行遺傳學研究的煩惱。使用chemagen萃取系統，幫您輕易做出高品質的結果。



專利M-PVA磁珠，能有效吸附核酸，降低非專一性結合。

Circulating cell-free DNA(cfDNA)			
貨號	名稱	包裝	特價
CMG-134	chemagic™ cfDNA 5k Kit	40	65,000
CMG-300	chemagic™ Magnetic Stand 2x12	1	12,000


另有針對各種樣品之DNA、RNA萃取試劑可供選擇

酸
取

除檢驗疾病外，胎兒基因檢測也受到大眾關注，由於胎兒游離核酸可自胎盤、臍帶進入母親血液中，因而胎兒核酸游離核酸得以從母親血液中得以分離，以次世代基因定序法 (Next generation sequencing, NGS) 進行胎兒基因檢測，由於此技術可進行檢測時間早(懷孕10週)，對唐式症檢出率高達99.5%，幾乎等同羊膜穿刺或絨毛膜採樣，同時不具侵入性，風險較低，具有相當市場潛力。另外近年報導指出將類似技術應用於接受器官移植的患者，檢測血液中游離的器官捐贈者核酸，其游離核酸量與排斥反應相關，未來或可做為一種預測器官移植排斥反應的方法。

游離核酸

(Circulating cell-free nucleic acids)



核
酸
偵
測



TurboCycler 2 Thermal Cycler 梯度聚合酶連鎖反應儀 TurboCycler 2

簡易的操作設計及多種功能，包括溫度梯度、慢速溫度遞減、上蓋溫度控制設計以及能當作恆溫控溫器，是PCR機中CP值最高的選擇。



#TCST-9612



熱梯度優化功能



直覺式操作設計



緩速降溫控制功能



斷電自動重啟功能



上蓋可調式溫度功能



直覺式操作設計



全面8折

ID3EAL miRNA Knowledge Panels

RNA to Results in 2 hours


利用MiRXES專利的miRNA RT-qPCR技術，ID3EAL Knowledge Panel可以在2小時內從萃取好的RNA產出上百種miRNA的表現量DATA

Reliable Data

所有反應皆經過MiRXES特有演算法優化，並經由檢測實驗室以生物性樣本確效。

Ready-to-Use Kit

所有必要試劑，包含兩組Spike-in Control與盤間對照組，皆已加入至盤中。反轉錄後只需配置RNA與Master mix即可。



Cell & Cell-free Therapy 從把細胞養好開始


營養
充裕

耗材
穩定

溫和
凍存

優良細胞的三大信賴指標

讓細胞從Harvest、Process到 Return都保有高活性



細胞培養專家的嚴選好物

每種細胞都有其適合的培養添加物，幫助細胞生長或是確保細胞生長品質；實驗室可依據細胞需求選擇適合的商品。

抗漲優惠區！任選買1送1！ (價高者計！)



HyClone™ 抗生素

細胞培養常用配方

~隨開即用 細菌辦辦~

貨號	名稱	包裝	優惠價	
SV30010	二合一抗生素 Pen/Strep-100X	100 mL	1,050	放送價
SV30079.01	三合一抗生素 Pen/Strep/Fungizone-100X	100 mL	2,250	8折價



CET Human MSC
celeng-tech.com

脂肪 Adipose-derived MSC
骨髓 Bone Marrow MSC
羊膜間質 Amniotic Membrane MSC

另有專用活化及分化培養基，可洽當區業務。

細胞與源
來

- NEAA：增加胺基酸含量幫助細胞生長；亦適合無合成非必需胺基酸能力之特定細胞株。
- Glutamine：細胞生長之必需胺基酸，降解速度快，一般建議使用新鮮培養基時再另添加。
- HEPES：離子緩衝液，讓細胞在培養環境下維持恆定之pH範圍。
- Sodium Pyruvate：細胞生長所需之碳來源，能促進細胞能量代謝，讓細胞不需在大量做工的情況下輕鬆生長。

HyClone™ 營養補充物



吃出圓潤好身材

貨號	名稱	包裝	優惠價
SH30034.01	L-glutamine	100 mL	1,160
SH30238.01	NEAA	100 mL	1,500
SH30239.01	Sodium Pyruvate	100 mL	1,160


HyClone™ 經典培養基

提供基礎營養所需真材實料，粉墨登場



貨號	名稱	包裝	優惠價
SH30022.01	DMEM/HG w L-glutamine w/o sodium pyruvate	500 mL	800
SH30022.02	DMEM/HG w L-glutamine w/o sodium pyruvate	1,000 mL	1,400
SH30243.01	DMEM/HG w L-glutamine, sodium pyruvate	500 mL	800
SH30243.02	DMEM/HG w L-glutamine, sodium pyruvate	1,000 mL	1,400
SH30027.01	RPMI 1640, 1X, w 2.05 mM L-Glutamine	500 mL	800
SH30027.02	RPMI 1640, 1X, w 2.05 mM L-Glutamine	1,000 mL	1,400

去汙
保確



讓細胞被馴化 以人類血小板裂解液取代FBS 升級為無異種來源的治療用產品

AventaCell BioMedical Corp 人類血小板裂解液

GMP等級的人類血小板裂解液(Human Platelet Lysate, hPL)作為血清替代可供幹細胞與免疫細胞研究使用，另有hPL作為基礎培養基之UltraKURE™可為免疫治療提供理想的擴增系統。

**FDA認證的美國血液中心來源
常見的人類疾病Free**



- 富含天然生長因子和蛋白質
- No Heparin Required
- GI系列為Gamma輻射處理的技術病毒滅活產品
- 產品安全，無效力損失

貨號	名稱	包裝
HPCHXCGLI50	UltraGRO-PURE-GI	GMP grade
HPCHXCGL50	UltraGRO-PURE	
HPCHXCRLI50	UltraGRO-PURE-GI	Research
HPCHXCRL50	UltraGRO-PURE	

買10送1

另有免疫細胞的補充劑UltraKURE™-NK，培養下可擴增NK細胞約200-500倍，細胞的存活率高達9成以上，為免疫治療提供了理想的擴增系統。

營養物
穩定

馴化測試
製程前優化

染物
品質

~細胞研究都是用FBS開始~

HyClone™ Fetal Bovine Serum



分析項目最廣泛的血清產品，適用於生化分析領域，且能提供細胞分化實驗(如iPSC及MSC培養)更多訊息。


- 超低Endotoxin及Hemoglobin
- ISIA、ORITAIN、EDQM 三大追溯與安全性標章
- 細胞解凍或繼代後高存活率
- 初代細胞培養首選

**全世界最多文獻使用的品牌！
各大細胞庫及指標性單位指定使用！**

貨號	名稱	規格	優惠價
SH30396.03	Characterized FBS	500 mL	買15送2
SH30070.03	Defined FBS	500 mL	28,500



Cell & Cell-free Therapy 從把細胞養好開始



打造溫馨、舒適、高享受的細胞之家

SARTORIUS

Sartolab 拋棄式過濾杯可用於過濾細胞培養液、蛋白質溶液或水溶液。使用簡單、獨立包裝、r射線滅菌。

Sartolab 過濾杯

過濾杯套組(含拋棄式瓶子)



符合無細胞毒性ISO 10993要求
USP Class VI 生物塑料試驗等級
可搭配Multi-Station

低蛋白吸附與高過濾流速

貨號	規格	濾膜	包裝	優惠價
180C5-E	500 mL	0.22 µm PES	12 ea	1,800

買兩箱送一卷滅菌膠帶(#STLF18mm)



#STLF18MM

Sartoclear Dynamics® Lab V50

品名	規格	貨號	優惠價
Sartoclear Dynamics® Lab V, 50 mL, 1 g, 0.22 µm	24 units	SDLV-0050-01E0-2	6,310
Sartoclear Dynamics® Lab V, 50 mL, 2 g, 0.22 µm	24 units	SDLV-0050-02E0-2	7,080
Sartoclear Dynamics® Lab V, 50 ml, 1 g, 0.45 µm	24 units	SDLV-0050-01F0-2	6,310
Sartoclear Dynamics® Lab V, 50 ml, 2 g, 0.45 µm	24 units	SDLV-0050-02F0-2	7,080
Sartolab® MultiStation	1 units	SDLC01	60,960

耗 材 定

Minisart 小飛碟-針筒過濾膜

藥物或是重組蛋白處理細胞，過濾時如何讓外來物維持無菌為很重要的一環，因此小飛碟為細胞實驗必備之小物。然而如何選擇適合的小飛碟過濾樣品呢？其實我們可以依樣品特性進行選擇不同過濾膜的材質與孔徑。0.2 µm孔徑適合培養液、緩沖液、及生物性溶液等小體積樣品除菌過濾；0.45 µm適合微生物品管的細菌截留和分析用樣品製備等澄清過濾

貨號	產品	優惠價
16532-K	Minisart PES, 0.2 µm, 28 mm, sterile, 50PC	900
S6534-FMOSK	Minisart CA, 0.2 µm, 28 mm, sterile, 50PC	850
S6555-FMOSK	Minisart CA, 0.45 µm, 28 mm, sterile, 50PC	850
17761-ACK	Minisart RC, 0.2 µm, 15 mm, sterile, 50PC	1,000
17821-Q	Minisart RC, 0.2 µm, 4 mm, non-sterile, 500PC	5,000

小小的飛碟
其實有大大的學問




細 胞 分





為細胞打造溫馨高享受的家，產品的精緻度，讓客戶讚嘆不已

Opto-mechanical treatment 技術增加表面親水性，利於細胞貼附



專利VENT換氣控制*

貨號	規格	包裝	優惠價
91115	15 mL Tube	800 支	7,270
91106*	20 cm² Culture Tube	800 支	9,270
90026	25T Flask	360 個	7,600
90075*	75T Flask	100 個	3,900
90076	75T Flask	100 個	4,300
90150*	150T Flask	36 個	3,100
90151	150T Flask	36 個	3,400
93060	6cm Dish	840 個	6,300
93100	10cm Dish	240 個	3,100
93150	15cm Dish	100 個	3,800



溫柔呵護細胞

HyClone™ 分盤專用試劑

HyClone™ HyCryo凍存液



ADCF等級
產程與製藥首選

SV30209



Research等級
實驗應用不擔心

SH30042



- 維持最佳細胞狀態
- 冷凍後回收率佳

9300元
~~9700元~~

貨號	品名	規格	優惠價
SH30042	Trypsin 0.25%	100 mL	950
		500 mL	1,700
SV30209	HyrTryp™ 細胞分離試劑	100 mL	3,000
		500 mL	5,200

買1送1
買大送小
買1送1
買大送小

貨號	產品	規格
SR30001.02	HyCryo	100 mL
SR30002.02	HyCryo Stem	100 mL

另有初代細胞培養、幹細胞等敏感性細胞種類專用款。

細胞分離
與保存

HyClone™ 緩衝溶液

精準配製

免去耗材

標準化控管

提供細胞培養過程的沖洗、清潔及緩衝試劑，全系列液體製品經嚴格品質控管，通過 USP 規範之內毒素及無菌性檢測。

任選2瓶1000元！不容錯過！



貨號	品名	規格
SH30028.02	DPBS without calcium, magnesium	500 mL
SH30029.02	EBSS (Earle's 1X Balanced Salt Solution)	500 mL
SH30030.02	HBSS with calcium and magnesium	500 mL
SH30256.01	PBS without calcium, magnesium	500 mL

ALIGNED
GENETICS

LUNA™ II 自動細胞計數器

自動對焦、快速計數細胞株與 PBMC
影像解析度達500 萬畫素
具TIF輸出圖檔與PDF電子報告

- 細胞濃度範圍 5×10⁴ - 1×10⁷ cells/mL
- 細胞尺寸範圍 3 - 60 μm (最合適 8 - 30 μm)
- 儀器尺寸: 16 cm(W) x 18 cm(D) x 28 cm(H)
- 儀器重量: 1.6 kg
- 電源需求: 100-240V, 50/60Hz, 1.2A



期刊照首選
成果分享的好棒油



優惠價 88,000

Bioprocess 細胞製程體積從小到大，岑祥幫你一次搞定!



TPP TubeSpin 一次性生物反應器

一次性小體積生物反應器，少量細胞大規模培養，產程放大前利器

- ✓ 提供研究單位樣品純化前的大體積容器
- ✓ 適用多種廠牌振盪器(如Kuhner, Infors)及離心機
- ✓ Septum管蓋設計可重複閉合，維持注入樣品無菌性



貨號	品名	體積	最高離心轉速	包裝	新夥伴價
87050	TubeSpin Bioreactor 50	50 mL	15,500g	180支/箱	4,400
86050	TubeSpin Bioreactor 50, septum barcode	50 mL	15,500g	180支/箱	26,500
87450	TubeSpin Bioreactor 450	450 mL	3,500g	32個/箱	8,300
87600	TubeSpin Bioreactor 650	600 mL	3,500g	26個/箱	9,000



Applikon 生物反應器

實驗室等級生物反應器及發酵槽之全球領導品牌，等比例縮小的生物反應器體積，為實驗室規模生物製程提供可靠的製程放大參數，適合早期條件測試與細胞株/菌株篩選。

AppliFlex ST 拋棄式槽體



槽體彈性轉換

my-Control 控制器系統




多色機身供選

產品特點


- ⊗ 3D列印技術客製化槽體
- ⊗ 提供500 mL, 3 L, 15 L槽體
- ⊗ Ready to use，無需滅菌程序，節省大量準備時間
- ⊗ 獨家Headplate開蓋設計，便於製程後續處理
- ⊗ 適用於多種控制器系統，與玻璃槽體彈性轉換
- ⊗ 適用Traditional sensor及Single use sensor

WebUI 控制器系統網路介面



產品特點


- ⊗ WebUI 電腦網路介面操控參數，實現1對32台控制器製程監控
- ⊗ 獨家Adaptive PID專利設計，自動化參數控制，快速達到製程穩定期
- ⊗ 無水系統，設備要求友善，安裝容易
- ⊗ 周邊系統擴充彈性，兼容多種外接組件(如 Biomass、磅秤)
- ⊗ 可套用於多種規格槽體 (250 mL- 3 L)



Nova BioProfile FLEX2 細胞培養與發酵產程監控儀

自動培養基分析

由第一代機種BioProfile FLEX再升級，集結創新智慧型晶片MicroSensor Card™、光學量測與冰點滲透壓測定技術，少量體積樣品即可同時偵測多種分析物，實現真正的自動化全面細胞培養成分監控分析儀。



偵測模組

Module	測試項目	分析時間	樣品需求量
Gas Module	pH, PCO ₂ , PO ₂	120 sec	275 µl
Chemistry Module	Gluc, Lac, Gln, Glu, NH ₄ ⁺ , Na ⁺ , K ⁺ , Ca ²⁺	120 sec	135 µl
Osmometry Module	滲透壓	240 sec	145 µl
Cell Density/Viability Module	總細胞密度, 活細胞密度 細胞存活率, 細胞直徑	240 sec	135 µl
All Modules	All Tests	270 sec	275 µl

產品特點

- 15.6吋觸控螢幕，操作介面人性化
- 極低樣品體積需求，製程即時數據偵測
- 同時分析16項數據僅需270秒
- Sensor與試劑包模組化，置換快速無維修問題，減少零件耗材控管成本
- 符合21 CFR Part 11 Compliance

新一代自動線上取樣功能 Automated Online Sampling

- 5.6 mL 自動取樣體積
- 6分鐘完成pH/Gas與Chemistry分析
- 8.5分鐘完成全模組分析
- 回饋控制系統，實現複雜實驗設計(DOE)
- 最多可同時連接10個生物反應器槽體
- 快速整合設定，10槽體連接1機台設定僅需20分鐘

自動化樣品收集器



基本款上樣方式 (sampling)

- 針筒手動上樣
- 96孔盤式自動取樣
- 24樣品杯旋轉式托盤自動上樣

自動化樣品收集器配備 Retain collector Automation

- 60/30/14 tube 收集器規格供選
- 隔膜穿孔式樣品收集管
- 具備4°C溫控，可低溫儲存自動取樣樣品
- 電腦監控樣品配置圖譜，狀態指示燈即時變化顯示

Megazyme 代謝分析試劑

全球知名檢驗分析試劑品牌，提供超過500種分析套組，產品涵蓋各種醣類、酵素、代謝物，其分析方法已由ISO、AOAC、IUPAK等多個國際標準組織訂立為標準方法學，可應用於細胞培養與製程放大之代謝分析研究。

手動培養基分析



分析物	貨號	包裝	優惠價
D-Glucose	K-GLUC	660	13,900
D-Lactate	K-DATE	50 / 500	12,500
L-Lactate	K-LATE	50 / 500	8,300
L-Glutamate	K-GLUT	60 / 600	8,600
L-Glutamine/Ammonia	K-GLNAM	50 / 500	13,300
Ammonia	K-AMIAR	96 / 960	9,800

Hyclone 培養基分析服務

提供多種生化成分分析，協助您更了解細胞培養過程中的營養物消耗及代謝變化

全面9折

分析類別	分析項目	包裝	貨號
胺基酸 (20種)	ASP, GLU, SER, ASN, GLY, GLN, HIS, THR, ARG, ALA, PRO, TYR, CYS, VAL, MET, ILE, LEU, LYS, PHE, TYR	1 mL	CT30001.01
基礎代謝物 (8種)	Glutamine, glutamate, glucose, lactate, ammonium, sodium, potassium, calcium	2 mL	CT30004.01
微量元素 (27種)	Aluminum, arsenic, barium, beryllium, calcium, cadmium, cobalt, chromium, copper, iron, potassium, magnesium, manganese, molybdenum, sodium, nickel, phosphorus, lead, selenium, tin, strontium, thallium, vanadium, zinc, gallium, cesium, and rubidium	1 mL	CT30002.01
維生素 (8種)	Thiamine (B1, thiamin), riboflavin (B2), nicotinamide (B3), pyridoxine (B6), pantothenic acid (B5), folic acid (B9), biotin (B7) and cyanocobalamin (B12)	2 mL	CT30006.01
脂質 (6種)	Cholesterol, linoleic acid, oleic acid, palmitic acid, stearic acid and myristic acid	5 mL	CT30003.01
蛋白質	Total protein panel	2 mL	CT30005.01

細胞功能分析試劑專區 Cell Function Assay Tools

凋亡誘導藥物 Apoptosis inducer

六種常見誘導藥物，液態形式Ready-to-use，亦有高純度固態形式，多樣選擇！



Actinomycin D	Dexamethasone
Camptothecin	Doxorubicin
Cycloheximide	Etoposide
Apoptosis Inducer Set	

當細胞受到不同程度的壓力，進而透過代謝、訊息傳遞、凋亡、細胞自噬等細胞生理活動來因應，且已有眾多文獻指出，這些生理功能的影響性，尤其是粒線體異常

細胞毒性及生長分析 Cytotoxicity & Cell Proliferation Assays

從cell counting、MTT、WST、Alamar Blue至Cytotoxicity全系列試劑，多重選擇！

Cat#	Product	Size	Price
786-324	CytoScan™ LDH Cytotoxicity Assay	200 assays	3,700
786-212	CytoScan™ WST-1 Cell Proliferation Assay	500 assays	8,400
786-213	CytoScan™ SRB Cytotoxicity Assay	1000 assays	8,000
786-921	AlamarBlue Cell Viability Assay	10 mL	5,000
CC01-11	CellCount™ MTT Assay Kit	10 vials (1000 assays)	2,000
CC02-01	CellCount™ Cell Counting Kit-8 (CCK-8)	500 tests	3,200
SV30084.01	Trypan Blue Solution (0.4%)	100 mL	840




iReal Biotechnology Co.

iReal 類兔單抗體

Catalog	Target name	Area	Host	Reactivity	Application
IR94-392	BCL2	Apoptosis	R	H,M,R	WB, IF, IHC
IR93-390	BAX	Apoptosis	R	H,M,R	WB, IF, IHC
IR93-389	BAX	Apoptosis	R	H,M,R	WB, IF, IHC
IR96-401	Caspase-3 cleaved p17/19	Apoptosis / Caspase	R	H,M,R	WB, IF, IHC
IR99-409	Caspase-8 Cleaved	Apoptosis / Caspase	R	H	WB, IF, IHC
IR100-414	Caspase-9 cleaved Asp315	Apoptosis / Caspase	R	H	WB, IF, IHC
IR95-397	Caspase-1 Cleaved Asp297	Apoptosis / Caspase	R	H	WB, IF
IR100-410	Caspase 9 cleaved Asp330	Apoptosis / Caspase	R	H	WB
IR102-426	Survivin / BIRC5	Apoptosis	R	H,M,R	WB, IF, IHC
IR101-420	cleaved PARP Asp214	Apoptosis	R	H,M,R	WB, IF, IHC
IR101-421	PARP1	Apoptosis	R	H,M,R	WB, IF, IHC
IR105-435	Cytochrome C / CYCS	Apoptosis	R	H,M,R	WB, IF, IHC

iReal 抗體第二件6折




及氧化壓力的各項細胞功能指標都成為必要的分析。
此專區提供粒線體功能及代謝研究所需試劑，讓實驗面面俱到！



氧化自由基及抗氧化分析

Free Radical & Antioxidant Detection




ROS又統稱自由基，含過氧化氫 (H₂O₂)、羥自由基 (OH·)、超氧自由基 (superoxide, O₂⁻) 等含氧的高活性分子，被認為是許多細胞類型的細胞衰老與變性誘發因子。為了防止過多的ROS產生，體內有一套抗自由基氧化系統，例如利用SOD、過氧化氫酵素 (Catalase) …等酵素清除自由基，體外也可利用其酵素進行自由基之測定。

Cat#	Product	Size	Price
BAQ077	SOD Activity assay	100 tests	26,400
BAQ078	SOD Activity assay	200 tests	35,800
BAQ061	Caatalase Assay[Colorimetric]	250 tests	28,000
786-075	Glutathione Assay	225 tests	15,300
786-076	Glutathione Assay	450 tests	23,600
786-440	PEROXsay™ Peroxide Assays	250 tests	4,700
786-441	PEROXsay™ LIPID	250 tests	5,100

粒線體功能分析 Mitochondrial Function Assay

粒線體被稱為“細胞能量室”，因為它們通過氧化磷酸化產生大部分細胞 ATP。可以利用膜電位分析來檢測粒線體的功能健康；進一步利用ATP測定也能得知細胞代謝更能是否正常！

Cat#	Product	Size	Price
786-1316	FCCP [Carbonyl cyanide 4-(trifluoromethoxy) phenylhydrazone]	10 mg	5,300
786-1322	JC-1 Mitochondrial Membrane Potential Assay	100 tests	9,900
786-1549	JC-10 Mitochondrial Membrane Potential Assay	500 assays	21,600
786-1313	TMRE Mitochondrial Membrane Potential Assay	100 tests	4,500
786-1314	TMRE Mitochondrial Membrane Potential Assay	500 tests	13,200



蛋白質武功秘笈 Protein Assay Tools

秘笈一 Western Blot 試劑專區

從樣品製備到Western Blot 每個步驟，步步到位，新手也能輕易上手，全部試劑一次備齊！

SARTORIUS

VISUAL PROTEIN


分類	貨號	品名	包裝	優惠價
樣品製備	786-248	FOCUS™ Cytoplasmic and Nuclear Proteins	50 Preps	19,300
	RP05-100	5X RIPA Cell Lysis Buffer	100 mL	1,800
	SBR06-15	6X Laemmli SDS Sample Buffer, reducing	15 mL	1,800
	786-108	ProteaseArrest™ Protease Inhibitor Cocktail [100X]	2 mL	5,200
	786-870	Protease-. Phosphatase Arrest™ [100X]	For 100 mL samples	11,250
蛋白質定量	BC03-500	BCA Protein Assay Kit	Kit	3,240
轉漬	FT-2-521-580580G	Sartorius 轉漬吸水紙	100 張/PK	5,500
清洗	TBST10-1L	TBS Tween-20 Buffer, 10X	500 mL x 2	900
	PBST10-1L	PBS Tween-20 Buffer, 10X	500 mL x 2	900
Blocking	BP01-1L	BlockPRO™ Blocking Buffer	500 mL x 2	2,700
	BP01-1L	BlockPRO™ Protein-Free Blocking Buffer	500 mL x 2	3,000
冷光呈色	LF01-500	LumiFlash Prime Chemiluminescent Substrate	250 mL solnA + 250 mL soln B	3,600
	LF08-500	LumiFlash Ultima Chemiluminescent Substrate	50 mL solnA + 250 mL soln B	5,400
	LF24-100	LumiFlash™ Femto Chemiluminescent Substrate	50 mL solnA + 50 mL soln B	7,200
Membrane	11306-41BL	Sartorius NC paper, 0.45um	1 捲	8,800
Stripping	SP01-500	StripPRO™ 1 Min Stripping Buffer	500 mL	4,500

延長抗體使用壽命
磷酸化蛋白專用
Pico等級
CCD專用款
Femto等級


秘笈二 Loading Control Antibody 專區




iReal Biotechnology Co.



IR4-10 Histone H3



IR5-11 Lamin B1
DBTRG-05MG



Catalog	Target name	Host	Reactivity	Application
IR3-8	GAPDH	Rabbit	H,M,R	WB, IF, IHC
IR5-11	Lamin B1	Rabbit	H,M,R	WB, IF
IR1-2	Beta-tubulin	Rabbit	H,M,R	WB, IF
IR4-10	Histone H3	Rabbit	H,M,R	WB, IF, IHC
IR1-2-2	Vinculin	Rabbit	H,M,R	WB, IF
IR2-7	Beta-actin	Rabbit	H,M,R	WB, IF, IHC
IR16-2	VDAC1 / Porin	Rabbit	H,M,R	WB, IF, IHC
IRM001	Alpha-tubulin [2-4D-8D] monoclonal	Rabbit	H,M,R	WB, IF




iReal 抗體清單



iReal 抗體第二件6折

秘笈三 優質二抗專區

LGC-KPL醫療檢驗試劑等級大廠，嚴格品質控管，10純化步驟，就要您的Data很完美！



貨號	Product	Size	Price
5220-0341	Anti-Mouse IgG (H+L) Antibody, Human Serum Adsorbed and Peroxidase-Labeled	1 mg	4,320
5220-0336	Anti-Rabbit IgG (H+L) Antibody, Peroxidase-Labeled	1 mg	4,480
5450-0010	Anti-Rabbit IgG (H+L) Antibody, Peroxidase-Labeled	1 mL	6,400
5450-0011	Anti-Mouse IgG (H+L) Antibody, Peroxidase-Labeled	1 mL	6,400

秘笈四 儀器設備大補丸

Amersham™ ImageQuant™ 800 多功能照膠/冷螢光影像系統

GET YOUR IMAGING RIGHT From The Smart
Multi function & User friendly

- ⊗ 搭載觸控螢幕，拍攝操作簡單易上手
- ⊗ 採用超高畫素 CCD 及富士 F0.74 超大光圈
- ⊗ 支援冷光、UV、穿透白光、螢光 RGB+近紅外光 NIR
- ⊗ 獨家彩色 marker 拍攝，系統自動疊合色彩不失真
- ⊗ 獨家 SNOW mode 拍攝模組，捕捉微弱影像提升訊噪比
- ⊗ 遠端預約系統，方便管理及取用檔案
- ⊗ 全新 GxP 系統，符合 FDA 21CFR part11 規範



高階影像系統領導者

體驗Demo可享小贈品喔~




如需索取進一步資訊及展示機，
請掃QR code填寫表單，我們將盡速與您聯繫！

秘笈五 Protein Screening 大全


多蛋白偵測專區 訊息傳遞的冷門或熱門路徑 都只需要磷酸化晶片，一天內搞定

- 高靈敏度，可偵測pg/mL
- 大量篩選標的物，減少找尋標的物之時間，也幫實驗室減少花費
- 只需要八小時即可完成實驗，同步測試多種磷酸化蛋白
- 只需微量檢體，50~1000µg/mL蛋白質濃縮度即可
- 嚴格篩選抗體，抗體對專一性為世界第一，為業界唯一保證無抗體對間交叉干擾之品牌
- 最多文獻指定使用

磷酸化蛋白晶片



等於同時作數十種抗體的WB



貨號	品名	規格	Targets	特價
AAH-JAKSTAT-1-4	Human JAK/STAT Pathway Phosphorylation Array C1	4 samples	12	22,000
AAH-JAKSTAT-1-8	Human JAK/STAT Pathway Phosphorylation Array C1	8 samples	12	33,000
AAH-AKT-1-4	Human/Mouse AKT Pathway Phosphorylation Array C1	4 samples	18	22,500
AAH-AKT-1-8	Human/Mouse AKT Pathway Phosphorylation Array C1	8 samples	18	34,500
AAH-MAPK-1-4	Human/Mouse MAPK Phosphorylation Array	4 samples	17	21,000
AAH-MAPK-1-8	Human/Mouse MAPK Phosphorylation Array	8 samples	17	31,000
AAH-PRTK-1-4	Human RTK Phosphorylation Array	4 samples	71	24,500
AAH-PRTK-1-8	Human RTK Phosphorylation Array	8 samples	71	37,800
AAH-PPP-1-4	Human Phosphorylation Pathway Profiling Array C55 including MAPK, AKT, JAK/STAT, NFkB, and TGFb signaling pathways	4 samples	55	55,000
AAH-PPP-1-8	Human Phosphorylation Pathway Profiling Array C55 MAPK, AKT, JAK/STAT, NFkB, and TGFb signaling pathways	8 samples	55	95,000

RayBio® Sandwich ELISA Kits

超過1,500種 ELISA kit, 全球客戶滿意度高達99.6%

- 樣品：血清、血漿、組織、細胞、細胞培養液等
- 可偵測到pg/mL
- 符合Array靈敏度及no cross-reactivity之高專一性抗體對
- 許多文獻佐證



Commercial Sandwich ELISA

(更多Target請洽業務)

熱銷Target

Adiponection	IL-1 beta	MMP-10
Angiogenin	IL-6	PDGF
BDNF	IL-8	RANTES
bFGF	IL-10	sTNFR1
BMP-6	Insulin	sTNFR2
CXCL14	IP-10	TGF-alpha
FGF	MCP-1	TGF-beta1
HGF	MMP-1	TNF-alpha
IFN-gamma	MMP-3	TNF-beta
IGF	MMP-9	VEGF

任選2組 **25,000元**
同品項還享有買4贈1唷!!!

蛋白質濃縮樣品 小中大

小樣品體積: 0.5-20 mL

SARTORIUS

Vivaspin® 蛋白質濃縮管



- ⊗ PES膜具有親水性與高流速。
- ⊗ 雙排垂直膜設計，可降低樣品阻塞，提高濃縮效果
- ⊗ 專利尖角死體積回收器，保證最高回收率

貨號	品名	包裝	價格
VS0101	Vivaspin 500, 10kDa, PES	25	2,170
VS2001	Vivaspin 20, 10kDa, PES	12	3,000
VS04T01	Vivaspin Turbo 4, 10kDa, PES	12	5,900
VS15T01	Vivaspin Turbo 15, 10kDa, PES	12	4,680
VS15T21	Vivaspin Turbo 15, 30kDa, PES	12	4,680

SARTORIUS

Vivaspin® Turbo 15 RC 離心式超濾管



- ⊗ 主要特色：角式樣品槽、大面積垂直雙面超濾膜
- ⊗ 超濾膜材質：Regenerated Cellulose (RC)
- ⊗ MWCO：5/10/30/50/100 kDa
- ⊗ 包裝：12/48
- ⊗ 樣品體積：15 mL
- ⊗ 應用範圍：濃縮 (Exosome/蛋白質/抗體/病毒/奈米材料)、透析、置換緩衝溶液

全品項第二件5折~

貨號	品名	包裝	價格
VS15TR01	Vivaspin Turbo 15 RC, 10kDa	12	4,300
VS15TR21	Vivaspin Turbo 15 RC, 30kDa	12	4,300

中樣品體積: 100 mL-5 L

SARTORIUS

Vivaflow 50/200/50R 切向流TFF超過濾器




- ⊗ 主要特色：切向流過濾匣、拋棄式與重複使用型
- ⊗ 超濾膜材質：RC/PES/ Hydrosart
- ⊗ MWCO：5/10/30/50/100 kDa/0.2 μm
- ⊗ 樣品體積：0.1~5 L
- ⊗ 應用範圍：濃縮 (Exosome/蛋白質/抗體/病毒/奈米材料)、透析、置換緩衝溶液

規格	Vivaflow 50	Vivaflow50R	Vivaflow200
樣品量	100 mL-3 L	100 mL-1 L	500 mL-5 L
膜面量	50 cm ²	50 cm ²	200 cm ²
膜材質	PES膜;100kDa為RC膜	Hydrosart膜	PES Hydrosart
殘留體積	1.5 mL	1.7 mL	< 5.3 mL
重複使用性	拋棄式	可回收使用	可回收使用

Vivaflow全面8折~

大體積

FiberCell Systems
A BETTER WAY TO GROW CELLS



Hollow Fiber Cell Culture System 中空纖維生物反應器

FiberCell 管柱潤洗 → Seeding 細胞 → 細胞3D 堆疊生長 → 連續收集 細胞產物 → 連續培養可 長達6個月

FiberCell中空纖維生物反應器是收集細胞產物之反應器，細胞以3D形式堆疊在中空纖維之間，自由附著或保持半懸浮狀態。Exosomes因無法通過其纖維孔洞，可有效避免細胞產物受到培養基中Exosomes之污染，且細胞分泌的Exosomes可持續停留在纖維管柱周邊，讓此系統持續收集細胞分泌的Exosomes，最長可達6個月的培養。

驚喜價 **215,000**

(#P3202+#C2011)



黴漿菌劫盜地圖 - 我在此發誓，這些黴漿菌絕不懷好意

Mycoplasma PCR Detection Kit

黴漿菌污染是一個難以察覺也難以處理的問題，要處理黴漿菌污染首先就要先檢測是否有黴漿菌污染。而使用PCR來檢測所需時間是最短的，只要實驗室有PCR machine以及膠體電泳裝置即可快速獲得黴漿菌檢測結果。Bio-Smart為台灣廠商製造，有嚴格的QC流程，可容許產品8次冷凍解凍而Taq和Primer都不降解，又為市面上能檢測最多黴漿菌種類之產品，是您使用PCR測試黴漿菌污染的最佳選擇！



貨號	產品	規格	促銷價
BSMP-101	Biosmart 黴漿菌偵測套組	20 rxn	1,500



HiSense Mycoplasma PCR detection kit

HiSense Mycoplasma PCR Detection kit符合歐盟藥典第2.6.7章節，使用PCR之方法可更快速得知是否有黴漿菌污染；偵測靈敏度高達10 CFU；具備內部效能監控IAC (Internal Amplification Control)、降低偽陰性。

貨號	品項	反應
HDEP-25	HiSenseMycoplasma Detection kit	25 rxn
HDEP-50	HiSenseMycoplasma Detection kit	50 rxn
HDEP-100	HiSenseMycoplasma Detection kit	100 rxn




全面8折


BMG Labtech LUMIstar Omega 濾鏡式冷光盤式判讀儀

除了使用核酸擴增法(NAT)之外，利用黴漿菌酵素反應促使ADP轉換成ATP，並利用ATP帶動冷光反應的酵素法，亦是檢測黴漿菌污染的主流方法之一。來自德國的BMG Labtech多年來僅專注於微孔盤判讀儀的開發。針對冷光檢測，BMG Labtech所推出的LUMIstar Omega更是為您提供專一且靈敏的技術，達到您所期望的可靠性和品質。同時也是國內單位指定用於黴漿菌冷光檢測的微孔盤判讀儀。更多詳情請洽岑祥業務。

Cell culture + mycoplasma



Cell culture - mycoplasma



Addition of ADP + MycoAlert™ substrate

ATP

NO ATP

LIGHT

路摸思

BMG LABTECH
The Microplate Reader Company



ALIGNED
GENETICS



QUANTOM Tx Microbial Cell Counter QUANTOM Tx 細菌計數儀

然而微生物中，也並非是所有的微生物都如同Mycoplasma一樣討厭，還有很多的微生物都是值得我們好好研究。而細菌是一個令人難以置信的多樣化生物群體，有多種形狀、大小和排列方式。傳統colony counting是一種極不可靠的方法，因為它只是對倖存的活細胞進行計數。QUANTOM Tx™ 細菌計數器是一種基於影像的自動細胞計數器，利用螢光即可以在短短幾分鐘內檢測出單個細菌細胞。

如需更多詳情，請洽岑祥業務

7X Cleaning Solution 7X 專業洗滌劑

一般市售清潔劑因無法完全溶於水，故有小分子沉積於器具表面之問題，長時間累積則不利於細胞實驗。7X cleaning solution於任何濃度皆為完全水溶性，不易殘留於器具表面，並有效去除器具表面的化學藥品小分子。



買1瓶 7X solution 送 300 mL 抗菌液 1 BT

貨號	品項	規格	促銷價
097667094	7X Cleaning Solution	1 Gal	2,500

Mycoplasma Removal Agent 黴漿菌去除試劑



奎林(quinoline)衍生物類抗生素，在不傷害細胞的前提下，阻斷黴漿菌DNA Gyrase作用，達到徹底清除之效果，亦可預防投藥保護細胞不受汙染。英國 European Collection of Animal Cell Cultures (ECACC) 認定之最佳黴漿菌去污劑產品

買1組MRA就送#BSMP-101組

貨號	品項	規格	促銷價
093050044	Mycoplasma Removal Agent	5 mL	8,800



啊哇但喀但啦

全方位抗菌液 (實驗室專用高濃度配方)



實驗室專用高濃度抗菌液(需稀釋後使用)，具有抗菌、除菌、防霉、除臭與抑制病毒活性等功能。

適用於培養箱水盤、水浴槽、培養箱及無菌操作台擦拭清潔、實驗人員手套消毒、廢液桶及洗手台除臭。亦可用於家庭中的抗菌及消毒。

買3送1

貨號	產品	規格	促銷價
HQS-300	全方位抗菌液	300 mL	1,490
HQS-1000	全方位抗菌液	1 L	3,990



Labware & Consumable

Block Cooler



(#1093001)

- ⊗ 溫度範圍: 0-75°C
- ⊗ Pre-set 溫度: 共9組 (0, 4, 16, 25, 37, 42, 55, 65, 72°C)
- ⊗ Block: 適用 0.2 mL / 0.5 mL / 1.5 mL / 2 mL tube



★ 驚喜價
38,000元

Block Heater



CE

- ⊗ 溫度範圍: 30-200°C
- ⊗ 時間範圍: 0-999分鐘
- ⊗ 準確度: 誤差小於 1°C

貨號	品名	價格
1092001	Block Heater for for 12 x 16 mm test tubes, 1 block	15,000
1092107	Block Heater, 2 block	21,000

Agarose Gel Electrophoresis System GES and Mini GES DNA 電泳槽



(#1093001)

CE

Model	GES	Mini GES
Number of teeth	15, 20	15, 10
Buffer volume	650-1000 mL	200-270 mL
Gel Volume	~40 mL	~30 mL
驚喜價	10,980	7,200

(Power Supply另計)

V-GES蛋白垂直電泳槽



- ⊗ 可一次跑兩片膠。
- ⊗ 有膠體回設計，避免鑄膠時，電泳膠流出而污染桌面。
- ⊗ 槽蓋有防呆裝置，避免錯誤方向。
- ⊗ 可與E-Blotter轉漬槽共用同一Tank

品名	價格
VES 蛋白垂直電泳槽+Elite 300U Power supply	31,800
VES 蛋白垂直電泳槽	17,900

濕式轉漬槽: E-Blotter



(#1030201)

★ 驚喜價
18,850元

- ⊗ 與「V-GES 垂直電泳槽體」共用同一Tank，不需額外購買轉漬槽外殼
- ⊗ 可同時進行兩片膠轉漬

Semi-Dry Blotter Yrdimes 半乾式轉漬槽



- ⊗ 快速轉漬，最短只需7分鐘
- ⊗ 縮短Western blot時間
- ⊗ 一次最多可轉4片膠
- ⊗ 包含Power supply

貨號	品名	價格
1073003+1001024	Yrdimes 半乾式轉漬槽 + Elite HC 3.0 Power supply	65,000
1073003	Yrdimes 半乾式轉漬槽	32,000

E-centrifuge 微量離心機



(#1090003)

- ⊗ 適用 1.5/2 mL tube 或 0.2 ml tube
- ⊗ 最大轉速~6400 rpm (empty load)
~4400 rpm (full load)


★ 驚喜價
6,200元

Gel documentation system 照膠系統 Dolphin Doc Plus



(#1141004)

- ⊗ 適用 EtBr, SYBR, Coomassie Blue stain 之膠體
- ⊗ 內含 1D 分析軟體
- ⊗ LED 光源



★ 驚喜價
296,000元
(附一台電腦)

SARTORIUS



(#H2O basic-T)

arium® pro 超純水系統

- ⊗ 產品水質: ASTM Type 1
- ⊗ 產水速率: 120 L/h
- ⊗ 出水速率: 0.1-2 L/min
- ⊗ 電阻率: 0.055 μS/cm
- ⊗ 電導率: 18.2 MΩ x cm
- ⊗ 總有機碳 (TOC): < 5 ppb
- ⊗ 總生菌數: < 0.01 CFU/mL
- ⊗ 擴充性: 加購無菌終端過濾器，可再降低總生菌數

★ 優惠價
99,900元
買就送除菌終端過濾器

- 加購雙波長紫外光燈可再降低 TOC
- 加購中空纖維超濾膜濾心可移除內毒素/Dnase/RNase

電動吸量器 精準的吸排 搭配便利且優雅的設計

保護孔
液體和蒸氣從孔洞排出

簡單地控制速度
按壓按鈕來調整排放速度

Gravity模式：
輕輕地按壓下方按鈕

大容量 鋰聚合物電池
充電4小時可吸排4500次

易於操作
符合人體工學設計 按鈕和握力

調整指輪
優化排放速度

(#BS01-1000)

鼠薯也瘋狂 6,500



- β-glucans採用食藥署審查健康食品內保健功效成分，所公告之建議方法學。
- 國外主管機關與第三方檢驗機構認可的檢測試劑，如AOAC、CODEX。
- 大幅縮短檢測時間。
- 豐富多樣的產品線，適用於學術研究、食品業、飼料業及製酒業。

主要產品類別
多醣類 (β-葡聚糖、果聚糖等) /寡醣/雙醣/單醣
膳食纖維
總澱粉/抗性澱粉
亞硫酸鹽/氫
有機酸
其它

*請洽當區業務，索取更多資訊。

CAPP DENMARK BLUCAPP CENTRIFUGE TUBES 15mL and 50mL 尖底滅菌螺蓋離心管

- 可121度C滅菌20分鐘
- 耐熱範圍：-80~120°C
- Endotoxin/DNase/RNase:free
- 包裝：500支

貨號	產品	最大離心(g)	促銷價
5100015C	BluCAPP 15 mL, pre-sterile	17,000	2,000
5100050C	BluCAPP 50 mL, pre-sterile	20,000	2,500

CAPP DENMARK ecopipette

方便判讀的三位數計數器

符合人體工學的托托設計

吸管尖頭彈出鈕

可整支滅菌 (20min. at 121°C)

帶有雙O環的金屬tips固定頭，可更緊密固定與高tips相容性。

貨號	體積範圍(μL)	優惠方案
C02-1	0.2-2	1支5,000元 2支9,500元 5支23,000元
C10-1	0.5-10	
C20-1	2-20	
C200-1	20-200	
C1000-1M	100-1000	

CAPP DENMARK 八爪微量分注器

側邊排積省力設計!
全支可滅菌!
Tip固定部位為雙O環設計與金屬材質!!

貨號	體積範圍(μL)	價錢
C10-8	0.5-10	15,000元
C20-8	2-10	
C100-8	10-100	
C200-8	20-200	16,000元

***產品數量有限，售完為止**

CAPP DENMARK 無菌拋棄式塑膠刻度吸管

- 無菌保證：(SAL)為10⁻⁶。
- Dnase/RNase/Pyrogen:free
- 硬質棉塞防止液體回沖。
- 清晰易讀的刻度。

貨號	品名	規格	特價
SP-5-C	Serological pipette 5 mL,	200/CS	850
SP-10-C	Serological pipette 10 mL,	200/CS	950
SP-25-C	Serological pipette 25 mL,	150/CS	1,400
SP-50-C	Serological pipette 50 mL,	100/CS	1,800

Tip



類型	貨號	規格
低殘留 Filter Tip	5130030C	10 μL, 盒裝, 已滅菌, 50 racks/箱
	5130062C	20 μL, 盒裝, 已滅菌, 50 racks/箱
	5130090C	200 μL, 盒裝, 已滅菌, 50 racks/箱
	5130150C	1000 μL, 盒裝, 已滅菌, 32 racks/箱
低殘留 Non-Filter Tip	5130040C	10 μL, 加長, 20袋/1000支/箱

優惠方案：
一箱9折
3箱85折
5箱8折



數量有限，售完為止喔~~

類型	貨號	規格
Non-Filter Tip	5130010C	10 μL, 20袋/1000支/箱
	5130040C	10 μL, 加長, 20袋/1000支/箱
	5130041C	10 μL, 加長, 極細, 20袋/1000支/箱
	5130070C	200 μL, 30袋/1000支/箱
	5130160C	5000 μL, 10袋/250支/箱

集點活動

貼紙隨貨附上

凡於活動期間選購本刊產品，訂單滿6,000元即可獲得1張岑祥貼紙。

滿5格即可兌換等值商品，貼越多拿越多~

你貼滿我送你！



此上半張為集點卡，兌獎請將集點卡寄回岑祥進行兌獎



5張 微量離心機



10張 iReal 100µl 抗體一支




15張 電動單爪分注器



20張 HyClone FBS (#SH3039603)



25張 八爪分注器



30張 MAPK array 四片裝

於促銷活動期間購買本刊物之品項累積滿20,000元，即可參加抽獎一次。

滿額抽抽樂



羅技跳色無線機械鍵盤



Acer微型LED無線投影機



ViewSonic 27吋雙喇叭螢幕



Bruno 多功能電烤盤



松井 變頻溫控酒櫃



岑祥LINE@好友



岑祥FB粉絲團



客戶滿意度問卷

1. 活動辦法以現銷為限，恕不接受借貸與寄貨服務
2. 本活動不得與其他優惠併用；贈品以實際出貨為主，圖片僅供參考；若贈品缺貨，將以岑祥等值商品替代
3. 贈品皆為活動結束後統一發送
4. 所有贈品需於2022/5/31前兌換完畢，逾時不候
5. 岑祥保留擴大、取消、修改或終止本活動內容之權利

台北市南港路二段99之15號



岑祥股份有限公司

台北：02-27851156
台中：04-24710255

新竹：03-5307592
高雄：07-3431735

www.thco.com.tw
info@thco.com.tw