

## 重組蛋白呈色法 PyroSmart NextGen™


與美國鱉 *Limulus polyphemus* 序列完全一致，保護鱉魚永續生存

高達 200 pg/mL (1,3)-β-D-Glucan 測試結果仍不被干擾



# PNG050 (50 tests)

- ✦ 靈敏度可達 0.001 EU/mL
- ✦ 偵測時間少於 60 min
- ✦ 批號間一致性高
- ✦ 相同設備無痛轉換
- ✦ 操作彈性大
- ✦ 無生物性干擾潛在風險



### VANTASTAR®

緊湊型多模式盤式判讀儀

2022新機上市！



- ⊕ 外接試劑 Dispenser，帶有加熱器和攪拌器
- ⊕ 可進行多種模式檢測
- ⊕ 佔地面積少 (僅35 cm 寬)

### Pyros Kinetix® Flex

內毒素管式法  
藥廠QC 愛用款



- ⊕ 內毒素檢測專用機
- ⊕ 不綁試劑，支援 2nd Source
- ⊕ 獨立偵測 Onset Time 零誤差

### SPECTROstar® Nano

內毒素盤式法及多重應用  
細胞治療公司愛用款



- ⊕ 全盤讀取耗材少
- ⊕ 超大加熱板降低邊際效應，溫度更均一
- ⊕ 多種判讀模式：終點、動力、單波長、多波長、單孔掃描、光譜掃描

# MesaLabs 無菌確效成功的關鍵 MeCo™ 驗證套組

生物指示劑又掉進排水孔了嗎？

膠帶與塑膠繩真的牢固嗎？

滅菌確效的困難處常是生物指示劑與熱電偶的固定，若以膠帶黏貼可能會導致檢測失真，即便使用塑膠繩網綁，也可能在滅菌過程脫落導致檢測位置錯誤。利用驗證套組MeCo™有計畫地在同一深度完成測試，也讓生物指示劑與熱電偶能在同一位置做檢測！


## MeCo™ Round

管道最深處的救星



## MeCo™ Flat

底部可直接黏貼不銹鋼表面



專為 MesaStrip 紙片型生物指示劑與 Thermocouple 熱電偶設計  
耐受高壓蒸氣滅菌達134°C，1小時

- ⊕ 維持監測點的一致性
- ⊕ 安全放置防止生物指示劑遺失或損壞
- ⊕ 輕鬆安裝與取出可避免汙染疑慮
- ⊕ 非動物性來源材料
- ⊕ USP VI 級塑膠製品
- ⊕ ISO 9001 compliant 製造廠



## Most Popular Set !!

蒸氣滅菌紙片型生物指示劑



(#SGMS/6)



(#PM/100)

適用於生物反應器、冷凍乾燥機、高壓滅菌器、儀器管線…等



峇祥股份有限公司

台北：02-27851156  
台中：04-24710255

新竹：03-5307592  
高雄：07-3431735

THLS-2206-05-018

www.thco.com.tw  
info@thco.com.tw



峇祥LINE@



峇祥粉絲團



客戶滿意度