

定量分析 彈指之間

EzDrop 1000C

超微量 / 比色管分光光度計



彈性 雙檢測 模式




超微量測量模式

載台表面採奈米級疏水塗層設計，避免樣品柱塌陷，大幅降低了殘留污染的可能性



比色槽測量模式

內建溫度控制和攪拌功能，確保樣品恆溫，均勻混合




快速完成樣品測定

三秒內得出報告，量測偏差小於1%

靈活資料管理

可單機操作，也可連接電腦與軟體搭配使用



全光譜掃描範圍從190至1000 nm

可進行多種檢測模式

*更多產品詳情請洽岑祥當區業務

