


Revvity Chemagen 使用獨特的 M-PVA 磁珠萃取技術。奈米級磁珠載體提供最大反應表面積，高機械抗性與高熱抗性確保每次實驗順利進行，高磁性加快實驗操作速率，Polyvinyl Alcohol (PVA) 親水表面讓磁珠有效分散於溶液中並避免蛋白質與雜質沾黏，使核酸產物擁有絕佳純淨度。

# CHEMAGEN 獨家科技

## M-PVA 磁珠核酸純化

### 高效、可靠和可重複地

### 核酸純化方法



### 手動純化套組

貨號	品名	樣品類型
CMG-196	Chemagic™ DNA Cyto Pure Kit	Blood / Amniotic fluid / Tissue / Cell Pellets / DBS Punches
CMG-102	Chemagic™ DNA Blood 10 k Kit	Blood
CMG-192	Chemagic™ Viral NA/gDNA Kit	Blood / Tissue
CMG-134	Chemagic™ cfDNA 5 k Kit	Whole Blood

### 專為手動磁珠分離設計的管架

Chemagic™ Magnetic Stand 2x12  
#CMG-300



Chemagic™ Magnetic Stand 50 k  
#CMG-305 / CMG-303

### 自動核酸純化系統

- 簡單、穩定、易於使用
- 避免交叉汙染
- 高純度、高濃度、高回收率



Chemagic™ Prime™



Chemagic™ Prepito



Chemagic™ 360

\*更多產品詳情請洽岑祥當區業務

台北：02-27851156 新竹：03-5307592 台南：06-2071392  
台中：04-24710255 高雄：07-3431735 info@thco.com.tw

